



SPECTRO xSORT

ハンドヘルド固体金属蛍光 X 線分析装置

左：xSORT Alloy (レッド)
右：xSORT AlloyPlus (ブルー)

スクラップの選別や PMI 検査に最適。小型の X 線管球と検出器がモバイル型の筐体にコンパクトにまとめられており持ち運びも楽々。タッチスクリーン画面と直観的な操作が可能なソフトウェアで最高の生産性を実現します。

- すべての重要元素をわずか数秒で分析
- 合金種（グレード）の検索や照合、仕分に最適
- 散乱線漏えい防止のためのセーフティガasket
- ソフトウェアはタッチパネルで簡単操作



タッチコントロール

タッチスクリーンインターフェースとわずか2つのメニューレベルシンプルソフトウェア。直観操作で最高の生産性を実現します。ホットキー搭載インターフェースベゼルはルーチンタスクの迅速化を手助けします。



ビデオシステム

オプションのビデオシステムが分析箇所のビジュアル化を可能に。画像は分析データと併に保存することが可能で、レポート作成等に利用できます。



プリンタフレンドリー

その場でのハードコピーが求められても安心。追加ケーブルなしでもソフトウェアから直接プリントが可能です。Bluetoothテクノロジーが作業をシンプル化。充電式バッテリータイプのプリンタとのケーブルレス接続も可能です。



セーフティーガスケット

予防措置として、測定部周辺からの散乱X線漏えいを防止するためにセーフティーガスケットを使用します。ガスケットの装着なしでの測定を禁止するためのセンサーもxSORTには内蔵されています。



XRF Analyzer CE ソフトウェア

Windows Mobile ベースのかんたん操作ソフトウェア。多数の細かな設定が可能でありながらもシンプルな操作性を提供します。分析画面では、一目ですべての必要情報が確認可能。分析値については、複数のビューを用途に応じて切り替えることができます。

検出器：

xSORT Alloy : Si-PIN検出器

xSORT AlloyPlus : シリコンドリフト検出器 (SDD)

照射系：

RhアノードX線管球、最大50kV

製品サイズ：

高さ270×幅93×奥行230mm

製品重量：

1.6kg (バッテリー含む)

オプション：

ビデオカメラ

内蔵GPS受信機

SPECTRO xSORT

ハンドヘルド固体金属蛍光X線分析装置

製品に関するお問い合わせ：

アメテック株式会社 スペクトロ事業部

東京オフィス

〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-30
芝NBFタワー (1F:デモルーム 3F:オフィス)
TEL : 03-6809-2405
FAX : 03-6809-2410

大阪オフィス

〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3番34号
新大阪DOIビル 5F
TEL : 06-6399-9515 (代)
FAX : 06-6399-9519

Eメール: spectro-japan.info@ametec.co.jp

www.spectro.jp